

## Мельница шаровая лабораторная МШЛ-50к

### 1.1 Назначение:

Мельница предназначена для тонкого мокрого или сухого измельчения проб различных руд и нерудных материалов в периодическом режиме.

### 1.2 Комплект поставки:

Мельница шаровая лабораторная МШЛ-50к, руководство по эксплуатации, паспорт.

### 1.3 Технические характеристики:

Наименование параметра	Норма
Объем барабана, л	50
Крупность исходного питания, мм, не более	6
Частота вращения барабана, об/мин.	56
Шаровая загрузка, кг	120
Номинальная мощность привода, кВт	2,2
Напряжение питающей сети, В	380 <sup>+19</sup> <sub>-38</sub>
Габаритные размеры, мм, не более: длина; ширина; высота	1650; 710; 1420
Масса, кг, не более	295*

\* масса указана без шаровой загрузки

### 1.4 Требования к фундаменту.


Особых требований к фундаменту не предъявляется.

### 1.5 Динамические нагрузки.

Динамических нагрузок нет.

### 1.6 Мельница соответствует ТУ 4846-042-11114244-2010 «Мельницы лабораторные».

www.mtspb.com



НПК "Механобр-Техника"

[www.mtspb.com](http://www.mtspb.com)