

# Гематокритная центрифуга CM-70



Rotor

**7000 06/мин 6500 0ЦУ.**  
**Ротор на 12 капилляров**

Гематокритная центрифуга CM-70 оснащена угловым ротором на двенадцать капилляров, которые устанавливаются в съемные адаптеры.

## СВОЙСТВА

- ♦ Плавность пуска ротора
- ♦ Автоматическое отключение ротора через заданный интервал времени
- ♦ Звуковая сигнализация остановки ротора

## ПРИИМУЩЕСТВА

Минимальные габариты прибора, простота в управлении, практическое отсутствие шума и вибрации обеспечивают высокую производительность и удобство в работе.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|  |     |                 |
|--|-----|-----------------|
| Скорость центрифугирования                     | RPM | Постоянная 7000 |
| Максимальная центрифужная сила                 | RCF | 6500            |
| Максимальный шум                               | дБ  | 30              |
| Допустимый диапазон температур                 | °C  | 4 - 45          |
| Допустимая влажность при 20 °C                 | %   | 80              |
| Питание от сети 100-240В 50-60Гц через адаптер |     | 24VDC - 2.5A    |
| Потребляемая мощность                          | Вт  | 70              |
| Размеры (Д x Ш x В)                            | Мм  | 190 x 170 x 125 |
| Вес  | Кг  | 2.3             |

## ПАРАМЕТРЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ РОТОРОВ

|   |                      |                |
|---|----------------------|----------------|
| Количество пробирок в роторе              | Шт                   | 12             |
| Максимальные размеры применяемых пробирок | диаметр x длину (мм) | 1.5 - 1.6 x 75 |
| Угол наклона пробирок в роторе            | Град                 | 50             |