

Водяная баня для проведения серологических исследований LOIP LB-164

Водяная баня LOIP LB-164 прекрасно подходит для задач поддержания температуры в диапазоне до +100°C при проведении серологических исследований. Ванна бани рассчитана на одновременное размещение трех штативов Флоринского по 50 пробирок. Отличается равномерным нагревом и стабильным поддержанием температуры.




Особенности конструкции:

- Микропроцессорный PID-контроллер обеспечивает поддержания температуры ванны с точностью $\pm 1^\circ\text{C}$;
- Вмещает 3 штатива Флоринского по 50 пробирок ($\text{Ø}14 \times 60 \text{ мм}$)¹;
- Яркий светодиодный дисплей и защищенная от брызг панель управления;
- Защита от перегрева нагревательного элемента;
- Светодиодная индикация режимов работы;
- Корпус из полированной нержавеющей стали гарантирует долговечность и химическую стойкость;
- Штативы из нержавеющей стали с фиксирующей крышкой
- Кран для слива рабочей жидкости на корпусе ванны

Технические характеристики:

| | |
|--|-----------------------|
| Диапазон задаваемых температур | Токр+5°C... +100°C |
| Точность установления заданной температуры, не более | $\pm 1^\circ\text{C}$ |
| Точность поддержания заданной температуры, не более | $\pm 1^\circ\text{C}$ |
| Объем ванны | 13л |
| Открытая часть ванны | 420x280 мм |
| Потребляемая мощность от сети 220 В | 1600 Вт |
| Габаритные размеры, не более | 530x300x140 мм |
| Масса (без жидкости), не более | 9 кг |

График поддержания температуры 60°C, в водяной бане LB-164, в течении 45 мин.:



¹ Пробирки не входят в комплект поставки, заказываются дополнительно!!!

* Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие параметры изделия.